



## VASUFLO®-Safety Perfusionsbesteck

- Perfusionsbesteck mit aktivem Nadelschutz
- Sicherheits-Clip wird über die Nadel geschoben
- Minimiert das Verletzungsrisiko für den Anwender und den Patienten
- Die VASUFLO®-Safety Perfusionsbestecke sind in den gängigen Gauge-Größen (18G-27G) mit 30cm Schlauch erhältlich
- Kanüle: Präzisionsschliff, innen und außen trockensilikonisiert, 8° zwangsgeneigt
- Sicherheitsschlauch: knickfest, flexibel
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Luer Lock Ansatz mit Verschlusskappe



| GAUGE | Ø       | Länge | Art.-Nr. | kVE / VE   | PZN     |
|-------|---------|-------|----------|------------|---------|
| 18 G  | 1,20 mm | 19 mm | 46018    | 100 / 1000 | 6090719 |
| 19 G  | 1,10 mm | 19 mm | 46019    | 100 / 1000 | 6090702 |
| 20 G  | 0,90 mm | 19 mm | 46020    | 100 / 1000 | 6090725 |
| 21 G  | 0,80 mm | 19 mm | 46021    | 100 / 1000 | 6090731 |
| 22 G  | 0,70 mm | 19 mm | 46022    | 100 / 1000 | 6090748 |
| 23 G  | 0,60 mm | 19 mm | 46023    | 100 / 1000 | 6090754 |
| 25 G  | 0,50 mm | 19 mm | 46025    | 100 / 1000 | 6090760 |
| 27 G  | 0,40 mm | 19 mm | 46027    | 100 / 1000 | 6090777 |

**unsteril / bulk oder andere Schlauchlängen auf Anfrage**

z. B. mit 10 cm Schlauch (steril)