



## VASUFLO®-Safety Perfusionsbesteck

- Perfusionsbesteck mit aktivem Nadelschutz
- Sicherheits-Clip wird über die Nadel geschoben
- Minimiert das Verletzungsrisiko für den Anwender und den Patienten
- Die VASUFLO®-Safety Perfusionsbestecke sind in den gängigen Gauge-Größen (18G-27G) mit 30cm Schlauch erhältlich
- Kanüle: Präzisionsschliff, innen und außen trockensilikonisiert, 8° zwangsgeneigt
- Sicherheitsschlauch: knickfest, flexibel
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Luer Lock Ansatz mit Verschlusskappe



GAUGE	Ø	Länge	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
18 G	1,20 mm	19 mm	46018	100 / 1000	6090719
19 G	1,10 mm	19 mm	46019	100 / 1000	6090702
20 G	0,90 mm	19 mm	46020	100 / 1000	6090725
21 G	0,80 mm	19 mm	46021	100 / 1000	6090731
22 G	0,70 mm	19 mm	46022	100 / 1000	6090748
23 G	0,60 mm	19 mm	46023	100 / 1000	6090754
25 G	0,50 mm	19 mm	46025	100 / 1000	6090760
27 G	0,40 mm	19 mm	46027	100 / 1000	6090777

**unsteril / bulk oder andere Schlauchlängen auf Anfrage**

z. B. mit 10 cm Schlauch (steril)