



DONAFLO® Blutentnahmegerät

- Blutentnahmegerät
- Mit Venenpunktionskanüle nach Strauß
- Verbindungsleitung
- Anschlusskanüle
- Alle Produktvarianten sind Latex-frei
- Steril R (Gammabestrahlung)
- gemäß ISO 11137-1



| Art.-Nr. | Strausskanüle | Flaschenkanüle | Rollklemme | Schlauch | VE | PZN |
|----------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----|---------|
| 51601 | 1,5 x 43mm blau | 1,8 x 35mm rot | ohne Rollklemme | PVC-frei 60 cm | 100 | 1267981 |
| 51602 | 1,8 x 43mm rot | 1,8 x 35mm rot | ohne Rollklemme | PVC-frei 60 cm | 100 | 1268762 |
| 51603 | 1,5 x 43mm blau | 1,8 x 35mm rot | mit Rollklemme, weiß | PVC-frei 60 cm | 100 | 1270055 |
| 51604 | 1,8 x 43mm rot | 1,8 x 35mm rot | mit Rollklemme, weiß | PVC-frei 60 cm | 100 | 1271899 |