




## DONAFLO® Blutentnahmegerät

- Blutentnahmegerät
- Mit Venenpunktionskanüle nach Strauß
- Verbindungsleitung
- Anschlusskanüle
- Alle Produktvarianten sind Latex-frei
- Steril R (Gammabestrahlung)
- gemäß ISO 11137-1



Art.-Nr.	Strausskanüle	Flaschenkanüle	Rollklemme	Schlauch	VE	PZN
51601	1,5 x 43mm blau	1,8 x 35mm rot	ohne Rollklemme	PVC-frei 60 cm	100	1267981
51602	1,8 x 43mm rot	1,8 x 35mm rot	ohne Rollklemme	PVC-frei 60 cm	100	1268762
51603	1,5 x 43mm blau	1,8 x 35mm rot	mit Rollklemme, weiß	PVC-frei 60 cm	100	1270055
51604	1,8 x 43mm rot	1,8 x 35mm rot	mit Rollklemme, weiß	PVC-frei 60 cm	100	1271899