



## ECOJECT® - Einmalspritzen

Zweiteilige Einmalspritzen, grün

- Nach DIN EN ISO 7886-1
- Präzise ablesbare Skala
- Minimales Restvolumen
- Sicherer Kolbenstopp
- Zylinder PP, hochtransparent
- Kolben PE, grün
- Steril EO (Ethylenoxid)
- Praxisgerechte Verpackung
- PVC-frei
- Luer Anschluss



	<b>Art.Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
2 ml zentrisch, mit 2,5 ml Graduierung	20002	100 / 2800	4676645
5 ml exzentrisch	20005	100 / 1900	4676651
10 ml exzentrisch	20010	100 / 1200	4676668
20 ml exzentrisch	20020	50 / 700	0267401