



## ECOJECT® Safety Einmalspritzen & NEOJECT® Plus Safety Kanülen

Das Sicherheitssystem von Dispomed.

ECOJECT® SAFETY Einmalspritze und NEOJECT® PLUS SAFETY bietet einen effektiven Schutz vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA250.

- Zweiteilige Einmalspritze Luer Lock und Einmalkanüle
- Stabile abriebfeste Skalierung
- Peel open Verpackung
- EO sterilisiert
- Klasse IIa

Hier erhalten Sie die Gebrauchsanweisung zum Download



<b>Ecoject® Safety 2tlg. Einmalspritze</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
2-3 ml	20202	100 / 3000	6945753
5-6 ml	20205	100 / 2000	6945776
10-12 ml	20210	100 / 1500	6945782
<b>Neoject® Plus Safety Kanüle</b>			
Nr. 1 (0,90 x 40mm) 20G x 1 1/2"	11001	100 / 3000	1152479
Nr. 2 (0,80 x 40mm) 21G x 1 1/2"	11002	100 / 3000	1152491
Nr. 12 (0,70 x 30mm) 22G x 1 1/4"	11012	100 / 3000	1152522
Nr. 14 (0,60 x 30mm) 23G x 1 1/2"	11014	100 / 3000	1152580
Nr. 16 (0,60 x 25mm) 23G x 1"	11016	100 / 3000	1152634