



## DISPOMED® Twinsets

- arterielle und venöse AVF-Nadeln in einer Blister-Packung
- Beschreibung: siehe AVF-Dialysekanülen



Größe der Kanülen	Schlauchlänge	Typ	Farbe	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
15G 1,8 x 15	30 cm, 12"	DL-BL	gelb	30253	50 / 500	4168848
15G 1,8 x 20	30 cm, 12"	DL-BL	gelb	30186	50 / 500	4168854
15G 1,8 x 25	30 cm, 12"	DL-BL	gelb	30188	50 / 500	4168860
16G 1,6 x 15	15 cm, 6"	DL-BL	grün	30261	50 / 500	4170762
16G 1,6 x 20	15 cm, 6"	DK-BK	grün	30181	50 / 500	0268464
16G 1,6 x 25	15 cm, 6"	DK-BK	grün	30180	50 / 500	0268470
16G 1,6 x 25	30 cm, 12"	DL-BL	grün	30184	50 / 500	0268493
17G 1,5 x 20	15 cm, 6"	DK-BK	weiß	30182	50 / 500	0268501
17G 1,5 x 20	30 cm, 12"	DL-BL	weiß	30185	50 / 500	0268518
17G 1,5 x 25	15 cm, 6"	DK-BK	weiß	30183	50 / 500	0268524
17G 1,5 x 20	15 cm, 6"	BK-BK	weiß	30189	50 / 500	4168877

## DISPOMED® AVF-Patienten-Konntektoren

wie AVF-Dialysekanülen, jedoch ohne Nadel mit Luer-Lock Ansatz, männlich



	<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
AVF-Patienten-Konnektor, rot	31002	50 / 500	10067620

**Legende:**

K = kurzer Schlauch, L = langer Schlauch, B = back eye (arteriell), D = Dialyse (venös)