



## DISPOMED® AVF-Dialysekanülen

Dialysekanülen für den Gefäßzugang bei der Hämodialyse, Hämofiltration und Hämodiafiltration.

- kurzzeitige, einmalige Anwendung (< 5 Tage)
- hohe Durchflussrate
- geringes Punktionstrauma
- schneller Wundverschluss aufgrund Trockensilikonisierung
- flexibler Sicherheitsschlauch, nicht kollabierbar
- Farbcodiert nach Größen und arteriell / venös
- Luer Lock Ansatz
- steril R (Gamma sterilisiert)

**arteriell (rot)**      **venös (blau)**  
 AV - BK              AV - DK  
 AV - BL              AV - DL



Größe der Kanülen	Schlauchlänge	Typ	Farbe	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
15G 1,8 x 25	15 cm, 6"	DK	gelb	30151	50 / 500	8495538
15G 1,8 x 25	15 cm, 6"	BK	gelb	30152	50 / 500	8495544
15G 1,8 x 25	30 cm, 12"	DL	gelb	30153	50 / 500	8495550
15G 1,8 x 25	30 cm, 12"	BL	gelb	30154	50 / 500	8495567
15G 1,8 x 20	15 cm, 6"	BK	gelb	30155	50 / 500	4168920
15G 1,8 x 20	15 cm, 6"	DK	gelb	30156	50 / 500	4168937
15G 1,8 x 20	30 cm, 12"	BL	gelb	30157	50 / 500	4168943
15G 1,8 x 20	30 cm, 12"	DL	gelb	30158	50 / 500	4168966
15G 1,8 x 15	15 cm, 6"	DK	gelb	30159	50 / 500	4168972
15G 1,8 x 15	15 cm, 6"	BK	gelb	30259	50 / 500	4168989
16G 1,6 x 20	15 cm, 6"	DK	grün	30167	50 / 500	8495656
16G 1,6 x 20	15 cm, 6"	BK	grün	30168	50 / 500	8495662
16G 1,6 x 25	15 cm, 6"	DK	grün	30165	50 / 500	8495604
16G 1,6 x 25	15 cm, 6"	BK	grün	30166	50 / 500	8495610
16G 1,6 x 20	30 cm, 12"	DL	grün	30161	50 / 500	8495573
16G 1,6 x 20	30 cm, 12"	BL	grün	30162	50 / 500	8495596
16G 1,6 x 25	30 cm, 12"	DL	grün	30163	50 / 500	8495627
16G 1,6 x 25	30 cm, 12"	BL	grün	30164	50 / 500	8495633
16G 1,6 x 15	15 cm, 6"	DK	grün	30267	50 / 500	4168995
16G 1,6 x 15	15 cm, 6"	BK	grün	30268	50 / 500	4169003
17G 1,5 x 25	15 cm, 6"	DK	weiß	30171	50 / 500	0268553
17G 1,5 x 25	15 cm, 6"	BK	weiß	30172	50 / 500	8495691
17G 1,5 x 20	30 cm, 12"	DL	weiß	30173	50 / 500	8495716
17G 1,5 x 20	30 cm, 12"	BL	weiß	30174	50 / 500	8495722
17G 1,5 x 25	30 cm, 12"	BL	weiß	30175	50 / 500	0268576
17G 1,5 x 15	15 cm, 6"	BK	weiß	30176	50 / 500	8495739
17G 1,5 x 20	15 cm, 6"	DK	weiß	30177	50 / 500	8495679
17G 1,5 x 20	15 cm, 6"	BK	weiß	30178	50 / 500	8495685
17G 1,5 x 15	15 cm, 6"	DK	weiß	30179	50 / 500	8495745

**Legende:**

AVF = Arterio-Venous-Fistula, K = kurzer Schlauch, L = langer Schlauch, B = back eye (arteriell) D = Dialyse (venös)