



## DISPOMED® CareSpike Duo

- Transferset und Entnahmespike kombiniert anwendbar zur Verflüssigung von Trockensubstanzen und Mehrfachentnahme aus Vorratsflaschen
- LuerLock (LL) Anschluss
- Belüftungsfiter 0,2 µm
- PVC-frei



	<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
CareSpike Duo	70111	100/400	4168831

## DISPOMED® CareSpike Trio

- wie CareSpike Duo, jedoch mit zusätzlichem Infusionsset



	<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
CareSpike Trio	70112	100/400	4168239