



DISPOMED® CareSpike Duo

- Transferset und Entnahmespike kombiniert anwendbar zur Verflüssigung von Trockensubstanzen und Mehrfachentnahme aus Vorratsflaschen
- LuerLock (LL) Anschluss
- BelüftungsfILTER 0,2 µm
- PVC-frei



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
CareSpike Duo	70111	100/400	4168831

DISPOMED® CareSpike Trio

- wie CareSpike Duo, jedoch mit zusätzlichem Infusionsset



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
CareSpike Trio	70112	100/400	4168239