



DISPOMED® Injektstopfen

- Sicherheitsverschluss
- Membrane Latex FREI!!
- Zum Zuspritzen von Medikamenten
- Luer-Lock Ansatz, weiblich
- Steril EO



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Injektstopfen, gelb	70013	100 / 200	8496087

DISPOMED® Kombistopfen

- Sicherheitsverschluss ohne Zuspritzmöglichkeit
- Doppelfunktion:
Luer-Lock männlich und Luer-Lock weiblich
- Steril EO
- Druckfest bis 200kPa (2 bar), universeller Einsatz bei Druck- und Schwerkraftinfusion



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Kombistopfen, orange	70014	100 / 1000	3218047
Kombistopfen, rot	70015	100 / 1000	3219271
Kombistopfen, blau	70016	100 / 1000	3219041