



## DISPOMED® Injektstopfen

- Sicherheitsverschluss
- Membrane Latex FREI!!
- Zum Zuspritzen von Medikamenten
- Luer-Lock Ansatz, weiblich
- Steril EO



	<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
Injektstopfen, gelb	70013	100 / 200	8496087

## DISPOMED® Kombistopfen

- Sicherheitsverschluss ohne Zuspritzmöglichkeit
- Doppelfunktion:  
Luer-Lock männlich und Luer-Lock weiblich
- Steril EO
- Druckfest bis 200kPa (2 bar), universeller Einsatz bei Druck- und Schwerkraftinfusion



	<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
Kombistopfen, orange	70014	100 / 1000	3218047
Kombistopfen, rot	70015	100 / 1000	3219271
Kombistopfen, blau	70016	100 / 1000	3219041