



## DISPOMED® Dispo Spike Plus

- Dient der Mehrfachentnahme und dem Zuspritzen von Flüssigkeiten und Medikamenten (auch für Insulin).
- Mit integriertem, funktionssicherem Schnappverschluss (Verschlusskappe) zum schnellen Öffnen und Verschließen in der Einhandtechnik und gleichzeitigem Kontaminationsschutz.
- Farbcodierte Verschlusskappe zur sicheren Vermeidung der Verwechslungsgefahr unterschiedlicher Systeme
- Einfache Handhabung und ergonomisches Design
- Latex- und PVC- frei



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Dient der Mehrfachentnahme und dem Zuspritzen von Flüssigkeiten und Medikamenten mit 0,1 µm hydrophoben Bakterienfilter	grün 70113	100 / 300	6867817
Dient der Mehrfachentnahme und dem Zuspritzen von Flüssigkeiten und Medikamenten mit 0,1 µm hydrophoben Bakterienfilter und 5 µm hydrophilen Partikel Filter	blau 70114	100 / 300	0985243
Dient der Entnahme und dem Zuspritzen von Zytostatika- Lösungen mit 0,1 µm hydrophoben Bakterienfilter und 5 µm hydrophilen Partikel Filter	rot 70115	50 / 150	4169150

## Transflo®

- Überleitungskanüle zur Verflüssigung von Trockensubstanzen oder zum Mischen von zwei sterilen Lösungen
- Länge 35 mm
- steril EO



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Transflo®	13060	100 / 500	7563947