



DISPOMED® Dispo Spike Plus

- Dient der Mehrfachentnahme und dem Zuspritzen von Flüssigkeiten und Medikamenten (auch für Insulin).
- Mit integriertem, funktionssicherem Schnappverschluss (Verschlusskappe) zum schnellen Öffnen und Verschließen in der Einhandtechnik und gleichzeitigem Kontaminationsschutz.
- Farbcodierte Verschlusskappe zur sicheren Vermeidung der Verwechslungsgefahr unterschiedlicher Systeme
- Einfache Handhabung und ergonomisches Design
- Latex- und PVC- frei



| | Art.-Nr. | kVE / VE | PZN |
|--|------------|-----------|---------|
| Dient der Mehrfachentnahme und dem Zuspritzen von Flüssigkeiten und Medikamenten mit 0,1 µm hydrophoben Bakterienfilter | grün 70113 | 100 / 300 | 6867817 |
| Dient der Mehrfachentnahme und dem Zuspritzen von Flüssigkeiten und Medikamenten mit 0,1 µm hydrophoben Bakterienfilter und 5 µm hydrophilen Partikel Filter | blau 70114 | 100 / 300 | 0985243 |
| Dient der Entnahme und dem Zuspritzen von Zytostatika- Lösungen mit 0,1 µm hydrophoben Bakterienfilter und 5 µm hydrophilen Partikel Filter | rot 70115 | 50 / 150 | 4169150 |

Transflo®

- Überleitungskanüle zur Verflüssigung von Trockensubstanzen oder zum Mischen von zwei sterilen Lösungen
- Länge 35 mm
- steril EO



| | Art.-Nr. | kVE / VE | PZN |
|-----------|----------|-----------|---------|
| Transflo® | 13060 | 100 / 500 | 7563947 |