



## NEODENT® dentale Ultradünnwandkanülen

- Einmalkanüle nach DIN EN ISO 7864
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Präzisionslanzettenschliff
- Trockensilikonisierung
- Transparenter LUER/LUER LOCK Ansatz
- Farbcodiert nach DIN EN ISO 6009
- Geringes Restvolumen
- Saubere Verleimung
- Hohe Durchflussrate



				<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
dentale Injektion	0,50 x 23	25G x 7/8"	orange	12001	100/3000	8485267
dentale Injektion	0,52 x 42	25G x 1 5/8"	orange	12002	100/3000	8485273
dentale Injektion	0,42 x 23	27G x 7/8"	grau	12003	100/3000	8485296
dentale Injektion	0,42 x 42	27G x 1 5/8"	grau	12004	100/3000	8485304
Stumpfe Kanüle zur Wurzelbehandlung	0,35 x 25	23G x 1"	blau-grün	12005	100/3000	0267619