



## AMNIOJECT® Fruchtblasensprenger

Perforator für die Sprengung der Fruchtblase

Komfort für Arzt und Patientin:

- ergonomische Form erleichtert die Handhabung und beugt der Verletzung vor
- kein Kälteempfinden, da Kunststoff
- Material: ABS Kunststoff
- Steril EO (Ethylenoxid)



	<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
AMNIOJECT®	94001	50/ 50	0345207