



## DISPOMED® Port-Kanüle (INFLO)

Neuartige gebogene "Huber-Nadel" zur sicheren Punktion von Portsystemen  
Nicht stanzende, gebogene Spezialnadel

- klein und besonders flach, sehr komfortable und präzise Handhabung
- gute Sichtkontrolle der Punktionsstelle
- Spezialschliff verhindert das Ausstanzen von Silikonpartikeln aus implantierten Portsystemen und gewährt eine verlängerte Lebensdauer des Implantates.



Gauge	Länge x Ø Außen	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
22G	24 x 0,7 mm	93995	20 / 120	4168802
22G	19,5 x 0,7 mm	93990	20 / 120	4168794
22G	14 x 0,7 mm	93985	20 / 120	4168788
20G	31,5 x 1,0 mm	93980	20 / 120	4168771
20G	24 x 1,0 mm	93975	20 / 120	4168570
20G	19,5 x 1,0 mm	93970	20 / 120	4168564
20G	16,5 x 1,0 mm	93965	20 / 120	4168558
20G	14 x 1,0 mm	93960	20 / 120	4168541
19G	24 x 1,1 mm	93955	20 / 120	4168535
19G	19,5 x 1,1 mm	93950	20 / 120	4168529
19G	16,5 x 1,1 mm	93945	20 / 120	4168512