



## DISPOMED® Z-Port System

Kathetersysteme und Einführbestecke  
 Implantierbares Katheter-System für die  
 Langzeittherapie

- Ermöglicht wiederholte Blutentnahmen, Bolus-Injektionen, Dauerinfusionen
- Bestehend aus:
  - Reservoir aus Polysulfon mit Septum aus hochwertigem Silikon, röntgenfähig
  - Katheter aus röntgenfähigem Silikon mit Längengraduierung
  - Knickschutz aus PUR, röntgenfähig
  - 10 ml Spritze, Luer-Lock
  - Hubernadel und Standardkanüle 22G
- Vorteile:
  - Patientenfreundlich zu implantieren und fixieren, nur ein Schnitt nötig
  - Nach Implantierung sofort nutzbar
  - Hochwertiges Septum ermöglicht Nutzung normaler Kanülen (bis zu 1000 Punktionen mit Nr. 12/22 G)
  - Leicht und keine magnetischen Resonanzen-Interferenzen (MRI) bei bildgebender Diagnostik
  - Katheter mit Graduierung



			<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
Z-Port F6	1,0 x 1,9 mm	50 cm	92116	1 / 1	7352707
Z-Port F7	1,1 x 2,2 mm	90 cm	92187	1 / 1	7352713
Z-Port F8	1,2 x 2,6 mm	90 cm	92188	1 / 1	7352736

## DISPOMED® Introducer Kit

- Einführbesteck System nach Seldinger zur Gefäßpunktion und Gefäßerweiterung mit Dilatator für Z-Ports
- Führungsdraht 0,038"



	<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
Introducer Typ F6	93116	1 / 20	8485623
Introducer Typ F7	93117	1 / 20	8485646
Introducer Typ F8	93118	1 / 20	8485652