



## DISPOMED® Pleura Punktionsset

Komplettes, geschlossenes System bestehend aus:

- Sekretbeutel 1500 ml oder 2000 ml
- Einmalspritze 50 ml Luer-Lock
- Drei-Wege-Hahn
- 30 cm Schlauch, beidseitig Luer-Lock (männlich)
- Pleurapunktionskanüle 1,8 x 80 mm
- Sicherheitsverpackung (Doppelblister)



	<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
DISPOMED® Pleura-Punktionsset, 1500 ml	80050	40 / 40	3323519
DISPOMED® Pleura-Punktionsset, 2000 ml	80051	40 / 40	4168914