



DISPOMED® Heidelberger Verlängerungen

Infusionsverlängerungen

- Zur Verlängerung für Infusions- und Transfusionsleitungen
- Luer-Lock m/w
- Größerer Innendurchmesser als bei PERFULINE® ermöglicht höhere Durchflussraten
- Steril



| | mm | Länge | Art.-Nr. | kVE / VE | PZN |
|-----------|-------|-------|----------|-----------|---------|
| | 3 x 4 | 15cm | 51115 | 100 / 100 | 0267861 |
| | 3 x 4 | 30cm | 51130 | 100 / 100 | 0267878 |
| | 3 x 4 | 70cm | 51070 | 100 / 100 | 8495780 |
| | 3 x 4 | 150cm | 51150 | 100 / 100 | 8495797 |
| male-male | 3 x 4 | 150cm | 51155 | 100 / 100 | 4168245 |
| | 3 x 4 | 200cm | 51200 | 100 / 100 | 8495805 |