



## PVC Infusionsleitungen für Spritzenpumpen

Infusionsleitungen aus PVC nach ISO 8536 / DIN 58362-SL-P

- Luer-Lock und Luer Ansätze mit Schutzkappe
- Kompatibel für alle Geräte, bei denen der Hersteller Standard-Infusionsleitungen nach DIN/ISO zulässt (z.B. bei Braun Perfusor)
- Druckfest bis 500 kPa (5 bar)
- Steril R (Gamma sterilisiert)



|  | mm        | Länge  | Farbe       | Art.-Nr. | kVE / VE   | PZN     |
|--|-----------|--------|-------------|----------|------------|---------|
|  | 1,5 x 2,6 | 70 cm  | transparent | 50070    | 100 / 1000 | 8485095 |
| steril EO (Ethylenoxid)                  | 1,5 x 2,7 | 150 cm | transparent | 50150    | 100 / 1000 | 7429947 |
|  | 1,5 x 2,7 | 200 cm | transparent | 50200    | 100 / 1000 | 8485103 |
|  | 1,5 x 2,6 | 300 cm | transparent | 50300    | 100 / 1000 | 3365009 |
| <b>Für lichtempfindliche Medikamente</b> |           |        |             |          |            |         |
|  | 1,5 x 2,6 | 150 cm | amber       | 50152    | 100 / 1000 | 3364949 |
| steril EO (Ethylenoxid)                  | 1,5 x 2,6 | 150 cm | schwarz     | 50151    | 100 / 1000 | 8485126 |
| steril EO (Ethylenoxid)                  | 1,5 x 2,6 | 200 cm | schwarz     | 50201    | 100 / 1000 | 8485132 |