



## PVC Infusionsleitungen für Spritzenpumpen

Infusionsleitungen aus PVC nach ISO 8536 / DIN 58362-SL-P

- Luer-Lock und Luer Ansätze mit Schutzkappe
- Kompatibel für alle Geräte, bei denen der Hersteller Standard-Infusionsleitungen nach DIN/ISO zulässt (z.B. bei Braun Perfusor)
- Druckfest bis 500 kPa (5 bar)
- Steril R (Gamma sterilisiert)



	mm	Länge	Farbe	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
	1,5 x 2,6	70 cm	transparent	50070	100 / 1000	8485095
steril EO (Ethylenoxid)	1,5 x 2,7	150 cm	transparent	50150	100 / 1000	7429947
	1,5 x 2,7	200 cm	transparent	50200	100 / 1000	8485103
	1,5 x 2,6	300 cm	transparent	50300	100 / 1000	3365009
<b>Für lichtempfindliche Medikamente</b>						
	1,5 x 2,6	150 cm	amber	50152	100 / 1000	3364949
steril EO (Ethylenoxid)	1,5 x 2,6	150 cm	schwarz	50151	100 / 1000	8485126
steril EO (Ethylenoxid)	1,5 x 2,6	200 cm	schwarz	50201	100 / 1000	8485132