



## HEMOMED® Transfusionssets

Transfusionsbesteck für Blutbeutel nach  
DIN 58360-1 und ISO 1135-4

- Lange Tropfkammer
- 200 µm Blutfilter
- Injektionszwischenstück (latexfrei)
- Sterile R (Gamma sterilisiert)
- Präzisions-V-Rollklemme
- Luer und Luer-Lock Ansatz
- Standardschlauch 150cm



		<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
mit Belüftung	BLL	60003	100 / 100	0270308
ohne Belüftung	LL	60011	100 / 100	0270314
ohne Belüftung, ohne Injektionszwischenstück	LLP	60111	100 / 100	2763104
#60111	einsetzbar mit Druckmanschette			

**Legende:**

L=Luer, LL=Luer Lock, P = Druckinfusion, B = Belüftung, N = Kanüle