



## SOLUDROP® Infusionssets

Infusionsbestecke nach ISO 8536-4 / DIN 58362

- Mit Haltering z.B. für Tropfenzähler
- Mit hydrophobem Belüftungsfiter
- Für Beutel und Flaschen
- Luer-Lock und Luer Ansatz
- 15µm Flüssigkeitsfilter
- Standardschlauch 150 cm
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Die lange und flexible Tropfkammer ermöglicht ein schnelles und leichtes Einstellen des Flüssigkeitsspiegels



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
G	Typ L	Luer, Latexfreier-Verbinder, PVC-frei	60002	100 / 100	8495343
G	Typ LL	Luer-Lock, Latexfreier-Verbinder, PVC-frei	60001	100 / 100	2762932
P	Typ LL	Luer-Lock, druckfest, PVC	60000	100 / 100	8495337

## SOLUDROP® Typ LLPGI

- mit **Pumpensegment aus Silikon für die Druckinfusion mit Infusionspumpen**
- Schlauchlänge: 250 cm
- LUER-LOCK
- Einsetzbar mit den meisten Infusionspumpen (zugelassen z. B. Für Braun-Secura, Fresenius-Volumed VP, MCM 504, Argus-200, etc.)  
 Liste auf Anfrage.



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
P	Typ LLPGI	Luer-Lock, druckfest, mit Pumpensegment	60021	80 / 80	10127517

### Legende:

L = Luer LL = Luer Lock P = Druckinfusion V = Rückschlagventil G = Schwerkraftinfusion

## ECOLINE®

Infusionsbestecke nach ISO 8536 / DIN 58362

- Beidseitiger Luer-Lock-Anschluß, männlich
- Steril R (Gamma sterilisiert)





	<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
Mit latexfreier Zuspritzmöglichkeit	51800	100 / 100	8495834
Ohne zusätzl. Zuspritzmöglichkeit	51900	100 / 100	8495840