



## SOLUFLO® Infusionssets für Schwerkraftinfusion (G)

Infusionsbesteck zum einmaligen Gebrauch gemäß ISO 8536-4 G (Schwerkraft)

- Spike für Beutel und Flasche
- Luftfilter
- Flüssigkeitsfilter: 15µm Porengröße; 120 mm<sup>2</sup> Filterfläche
- Lange Tropfkammer
- Schlauch: Außendurchmesser 4,10mm; Innendurchmesser 3,00 mm
- Durchflussregler (blau)
- Alle Produktvarianten sind Latex-frei
- Steril R (Gammabestrahlung) gemäß ISO 11137-1

Produktvariationen:

L = Luer

LL = Luer Lock

Vet = für Veterinäre



Artikel Nr.	Typ			Schlauchlänge	kVE / VE	PZN
60009	L	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	150 cm	100 / 100	0270337
60005	LL	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	150 cm	100 / 100	0270343
60518	LL	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	180 cm	100 / 100	2761973
60018	LVet	Tropfkammer ohne Flüssigkeitsfilter; mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	150 cm	100 / 100	2762837
60017	LLVet	Tropfkammer ohne Flüssigkeitsfilter; mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	150 cm	100 / 100	2762820
60055	LL	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC (DEHP-frei)	150 cm	100 / 100	0950902
60619	LL	Soluflo: Artikel 60005 mit Ecoflo Safety Perfusionsbesteck 19G x 3/4" (1,1x19mm)	60005: PVC-frei Ecoflo: PVC (DEHP-frei)	150 cm; 10 cm	100 / 100	7563930