



## Dispomed® Straussskanülen

- Kanüle nach DIN EN ISO 9626
- Nadelhalter und Griffplatte aus Polypropylen
- Griffplatte geriffelt und rutschfest
- Schutzkappe aus Polyethylen
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Luer Anschluss



			<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
Kanüle 0,9 x 43	20G x 1 3/4"	gelb	13009	100 / 1000	8485310
Kanüle 1,2 x 43	18G x 1 3/4"	rosa	13012	100 / 1000	8485327
Kanüle 1,5 x 43	17G x 1 3/4"	blau	13015	100 / 1000	8485333
Kanüle 1,8 x 43	15G x 1 3/4"	orange	13018	100 / 1000	8485356
Kanüle 2,0 x 4	14G x 1 3/4"	grün	13020	100 / 1000	8485362

**unsteril / bulk auf Anfrage**