



## VASUFLO®INT Venenverweilkanülen und Mandrins

Peripherer i.V.-Katheter mit Zuspritzventil nach DIN EN ISO 10555-5

- Dünnwandiger Katheter aus Teflon (FEP) für hohe Durchflussraten
- Ausgezeichnete Fixierung auf der Haut
- Farbcodiert nach ISO-Norm
- Longitudinales Zuspritzventil
- Luer-Lock Ansatz
- Spezieller Facettenschliff und Katheterausformung für minimales Punktionstrauma
- Passgenaue und farbcodierte **Mandrins** für alle Größen



				<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
Kanüle 2,0 x 45	14G x 1 3/4"	14G	orange	42014	50 / 500	0270136
Kanüle 1,75 x 45	16G x 1 3/4"	16G	grau	42016	50 / 500	0270142
Kanüle 1,5 x 45	17G x 1 3/4"	17G	weiß	42017	50 / 500	0270159
Kanüle 1,3 x 45	18G x 1 3/4"	18G	grün	42018	50 / 500	0270165
Kanüle 1,3 x 32	18G x 1 1/4"	18G	grün	42019	50 / 500	2451333
Kanüle 1,0 x 32	20G x 1 1/4"	20G	rosa	42020	50 / 500	0270171
Kanüle 0,9 x 25	22G x 1"	22G	blau	42022	50 / 500	0270188
Kanüle 0,74 x 19	24G x 3/4"	24G	gelb	42024	50 / 500	3179117
Kanüle 0,64 x 19	26G x	26G	violett	42026	50 / 500	0764134