




ECOFLO®INT Venenverweilkanülen und Mandrins

Peripherer i.V.-Katheter mit Zuspritzventil nach DIN EN ISO 10555-5

- Katheter aus **Polyurethan (PUR)**
- Neuer Komfort für den Patienten: das thermosensitive Material (PUR) wird bei Körpertemperatur weicher und passt sich dem Venensystem an
- Röntgenfähig
- Geringeres Thromboserisiko
- Sehr hohe Gewebeverträglichkeit
- Longitudinales Injektionsventil
- Luer-Lock Ansatz
- Spezieller Facettenschliff und Katheterausformung für minimales Punktionstrauma
- passende [Mandrins](#)



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Kanüle 2,0 x 45	14G x 1 3/4"	orange	44014	50 / 500	0268145
Kanüle 1,75 x 45	16G x 1 3/4"	grau	44016	50 / 500	0268151
Kanüle 1,5 x 45	17G x 1 3/4"	weiß	44017	50 / 500	0268168
Kanüle 1,3 x 45	18G x 1 3/4"	grün	44018	50 / 500	0268174
Kanüle 1,3 x 32	18G x 1 1/4"	grün	44019	50 / 500	2451362
Kanüle 1,0 x 32	20G x 1 1/4"	rosa	44020	50 / 500	0268180
Kanüle 0,9 x 25	22G x 1"	blau	44022	50 / 500	0268197
Kanüle 0,74 x 19	24G x 3/4"	gelb	44024	50 / 500	0268205
Kanüle 0,64 x 19	26G x 3/4"	violett	44026	50 / 500	0764134