



## VASUFLO®T Venenverweilkanülen und Mandrins

Peripherer i.V.-Katheter nach DIN EN ISO 10555-5

- Dünnwandiger Katheter aus Teflon (FEP) für hohe Durchflussraten
- Radioopaque (röntgenfähig)
- Farbcodiert nach ISO-Norm
- Luer-Lock Ansatz
- Passgenaue und farbcodierte Mandrins für alle Größen
- Für Piercing geeignet



			<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
Kanüle 2,0 x 51	14G x 2"	orange	43014	50 / 1000	0270219
Kanüle 1,75 x 51	16G x 2"	grau	43016	50 / 1000	0270225
Kanüle 1,5 x 51	17G x 2"	weiß	43017	50 / 1000	0270231
Kanüle 1,3 x 51	18G x 2"	grün	43018	50 / 1000	0270248
Kanüle 1,3 x 32	18G x 2"	grün	43019	50 / 1000	2451416
Kanüle 1,0 x 32	20G x 1 ¼"	rosa	43020	50 / 1000	0270254
Kanüle 0,9 x 25	22G x 1"	blau	43022	50 / 1000	0270260
Kanüle 0,74 x 19	24G x ¾"	gelb	43024	50 / 1000	0270277
Kanüle 0,64 x 19	26G x ¾"	violett	43026	50 / 1000	2451422

### Mandrins für VASUFLO®T

- Mandrin aus Polypropylen
- Luer-Lock Ansatz

		<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
14G	orange	43114	50 / 500	8495969
16G	grau	43116	50 / 500	8495975
17G	weiß	43117	50 / 500	8495981
18G (Länge 51 mm)	grün	43118	50 / 500	8495998
18G (Länge 32 mm)	grün	43119	50 / 500	2476244
20G	rosa	43120	50 / 500	8496006
22G	blau	43122	50 / 500	8496012

