



ECOFLO® Perfusionsbesteck

- Ökonomisches Perfusionsbesteck wie VASUFLO , jedoch keine zwangsgeneigte Kanüle.
- Sicherheitsschlauch 30 cm
- außen trockensilikonisiert



| | | | Art.-Nr. | kVE / VE | PZN |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Kanüle 1,2 x 19 | 18G x 3/4" | rosa | 41018 | 100 / 1000 | 7429812 |
| Kanüle 1,1 x 19 | 19G x 3/4" | elfenbein | 41019 | 100 / 1000 | 7429829 |
| Kanüle 0,9 x 19 | 20G x 3/4" | gelb | 41020 | 100 / 1000 | 7429835 |
| Kanüle 0,8 x 19 | 21G x 3/4" | grün | 41021 | 100 / 1000 | 7429841 |
| Kanüle 0,7 x 19 | 22G x 3/4" | schwarz | 41022 | 100 / 1000 | 7429858 |
| Kanüle 0,6 x 19 | 23G x 3/4" | blau | 41023 | 100 / 1000 | 7429864 |
| Kanüle 0,5 x 19 | 25G x 3/4" | orange | 41025 | 100 / 1000 | 7429870 |
| Kanüle 0,4 x 19 | 27G x 3/4" | grau | 41027 | 100 / 1000 | 7429887 |

unsteril / bulk oder andere Schlauchlängen auf Anfrage

z. B. mit 10 cm Schlauch (steril)

| | | | Art.-Nr. | kVE / VE | PZN |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Kanüle 1,1 x 19 | 19G x 3/4" | elfenbein | 41036 | 100 / 1000 | 4168423 |