



ECOFLO® Perfusionsbesteck

- Ökonomisches Perfusionsbesteck wie VASUFLO , jedoch keine zwangsgeneigte Kanüle.
- Sicherheitsschlauch 30 cm
- außen trockensilikonisiert



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Kanüle 1,2 x 19	18G x 3/4"	rosa	41018	100 / 1000	7429812
Kanüle 1,1 x 19	19G x 3/4"	elfenbein	41019	100 / 1000	7429829
Kanüle 0,9 x 19	20G x 3/4"	gelb	41020	100 / 1000	7429835
Kanüle 0,8 x 19	21G x 3/4"	grün	41021	100 / 1000	7429841
Kanüle 0,7 x 19	22G x 3/4"	schwarz	41022	100 / 1000	7429858
Kanüle 0,6 x 19	23G x 3/4"	blau	41023	100 / 1000	7429864
Kanüle 0,5 x 19	25G x 3/4"	orange	41025	100 / 1000	7429870
Kanüle 0,4 x 19	27G x 3/4"	grau	41027	100 / 1000	7429887

unsteril / bulk oder andere Schlauchlängen auf Anfrage

z. B. mit 10 cm Schlauch (steril)

			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Kanüle 1,1 x 19	19G x 3/4"	elfenbein	41036	100 / 1000	4168423