




## VASUFLO® Perfusionsbesteck

Besteck zur Venenpunktion im peripheren Bereich zur Injektions- und Infusionstherapie, kurzzeitige Anwendung

- **Kanüle:** Präzisionsschliff, innen und außen trockensilikonisiert, 8° zwangsgeneigt
- Sicherheitsschlauch: knickfest, flexibel, 30 cm
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Luer Lock Ansatz mit Verschlusskappe
- Steril R (Gamma sterilisiert)



			<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
Kanüle 1,2 x 19	18G x 3/4"	rosa	40018	100 / 1000	3043346
Kanüle 1,1 x 19	19G x 3/4"	elfenbein	40019	100 / 1000	3043352
Kanüle 0,9 x 19	20G x 3/4"	gelb	40020	100 / 1000	8485439
Kanüle 0,8 x 19	21G x 3/4"	grün	40021	100 / 1000	3043369
Kanüle 0,7 x 19	22G x 3/4"	schwarz	40022	100 / 1000	3043375
Kanüle 0,6 x 19	23G x 3/4"	blau	40023	100 / 1000	3043381
Kanüle 0,5 x 19	25G x 3/4"	orange	40025	100 / 1000	3043398
Kanüle 0,4 x 19	27G x 3/4"	grau	40027	100 / 1000	0270202

unsteril / bulk oder andere Schlauchlängen auf Anfrage