



## Dispomed® Wund- und Katheterspritzen

Wund-, Blasen- und Katheterspritzen, dreiteilig

- Aus Polypropylen (PP)
- latexfrei
- Leichtgängiger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring
- Mit Kolbenstopp
- Skala abriebfest
- Katheteransatz angeschragt



Wund- und Katheterspritzen	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
50/60 ml mit Katheteransatz Skalenwert 1,0 ml, Gamma (R) sterilisiert nicht kompatibel mit PEG-Sonde	22008	50 / 300	0764281
50/60 ml mit Katheteransatz Skalenwert 1,0 ml, mit Reduzierstück (Adapter) Gamma (R) sterilisiert nicht kompatibel mit PEG-Sonde	22011	50 / 300	0761615
50/60 ml mit Katheteransatz Skalenwert 1,0 ml, sterilisiert mit Ethylenoxid (EO)	21008	50 / 300	0345176

- Mit Aspirationsgriff
- Luer Adapter
- Skala abriebfest
- Skalenwert 2,0 ml
- Material: PP, Elastomer
- Latexfrei
- sterilisiert mit Ethylenoxid (EO)



Wund- und Katheterspritzen	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
100 ml mit Katheteransatz	22101	50 / 50	0764140

- Mit Aspirationsgriff
- 2x Luer Adapter
- abriebfeste Skala
- Füllvolumen 120 ml
- Skalenwert 2,0 ml
- Latexfrei
- sterilisiert mit Ethylenoxid (EO)



**Wund- und Katheterspritzen**

	<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
120 ml mit Katheteransatz	21120	50 / 50	1876071

**ECOJECT® PLUS Luer-Spritze**

Luer-Spritze 50 ml, mit 60 ml Markierung

- 50/60 ml Spritze, 3tlg.,
- LUER, exzentrisch
- Skalenwert 2,0 ml
- Latexfrei
- sterilisiert mit Ethylenoxid (EO)



	<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
50/60 ml Luer-Spritze	21500	50 / 50	