



INFUJECT® Pumpenspritzen

30 ml und 50/60 ml Spritzen, dreiteilig, passend für Fresenius Injectomat und kompatible Geräte

- Nach DIN EN ISO 7886
- Luer Lock Ansatz, zentrisch
- Druckgeprüft bis 6 bar
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Stabile, abriebfeste Skalierung
- Zylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
- latexfrei
- Kolbenstopp
- Exakte Ablesung des Spritzeninhaltes durch übersichtliche 1 ml Graduierung
- Für die Applikation lichtempfindlicher Medikamente mit orangefarbener (amber) Einfärbung
- 60 ml Markierung



| | | | Art.-Nr. | kVE / VE | PZN |
|--|------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| 30 ml mit Verschlussstopfen, ohne Kanüle , transparent, "Heparinspritze" | | | 22030 | 100 / 600 | 8495099 |
| 50/60 ml mit Verschlussstopfen, ohne Kanüle , transparent | | | 22050 | 50 / 300 | 7429930 |
| 50/60 ml, transparent, mit aufgesetzter Kanüle | 2,0 x 30mm | 14G x 1 1/4" | 22054 | 50 / 300 | 8495047 |
| 50/60 ml, orangefarben, mit aufgesetzter Kanüle | 1,8 x 25mm | 15G x 1" | 22064 | 50 / 300 | 8495053 |