



Dispomed® Einmalspritzen TBC / Heparin

Dreiteilige Spritzen ohne Restvolumen mit Spardorn

- Nach DIN EN ISO 8537
- LUER, zentrisch
- Kein Medikamentenverlust durch Spardorn
- Leichtgängiger, acytotoxischer Kolben
- Für TBC schwarze Skalierung, Skalenwert 0,01ml
- Für Heparin rote Skalierung, Skalenwert 0,05 ml



| | | | Art.-Nr. | kVE / VE | PZN |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 ml TBC | ohne | Kanüle | 22006 | 100 / 2000 | 3514828 |
| 1 ml TBC mit Kanüle | 0,50 x 16 | 25G x 5/8" | 22007 | 100 / 2000 | 3514840 |
| 1 ml Heparin 25000 I.U. | ohne | Kanüle | 22009 | 100 / 2000 | 0267832 |
| 1 ml Heparin 25000 I.U. mit Kanüle | 0,50 x 16 | 25G x 5/8" | 22010 | 100 / 2000 | 0267849 |