



## Dispomed® Einmalspritzen TBC / Heparin

Dreiteilige Spritzen ohne Restvolumen mit Spardorn

- Nach DIN EN ISO 8537
- LUER, zentrisch
- Kein Medikamentenverlust durch Spardorn
- Leichtgängiger, acytotoxischer Kolben
- Für TBC schwarze Skalierung, Skalenwert 0,01ml
- Für Heparin rote Skalierung, Skalenwert 0,05 ml



			<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
1 ml TBC	ohne	Kanüle	22006	100 / 2000	3514828
1 ml TBC mit Kanüle	0,50 x 16	25G x 5/8"	22007	100 / 2000	3514840
1 ml Heparin 25000 I.U.	ohne	Kanüle	22009	100 / 2000	0267832
1 ml Heparin 25000 I.U. mit Kanüle	0,50 x 16	25G x 5/8"	22010	100 / 2000	0267849