



## Dispomed® Einmalspritzen Insulin

Dreiteilige Spritzen ohne Restvolumen mit Spardorn

- Nach DIN EN ISO 8537
- LUER, zentrisch
- Kein Medikamentenverlust durch Kolben mit Spardorn
- Leichtgängiger, acytotoxischer Kolben
- Rote Skalierung für bessere Ablesbarkeit



			<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
1ml Insulin U-40	ohne	Kanüle	22001	100 / 2000	3514834
1ml Insulin U-100	ohne	Kanüle	22002	100 / 2000	8494987
1ml Insulin U-40	0,45 x 13	26G x 1/2"	22003	100 / 2000	3514857
1ml Insulin U-40	0,40 x 13	27G x 1/2"	22033	100 / 2000	0267789
1ml Insulin U-40	0,33 x 13	29G x 1/2"	22023	100 / 2000	0267795
1ml Insulin U-100	0,45 x 13	26G x 1/2"	22004	100 / 2000	8494993
1ml Insulin U-100	0,40 x 13	27G x 1/2"	22005	100 / 2000	0267803
1ml Insulin U-100	0,33 x 13	29G x 1/2"	22043	100 / 2000	0267826