



ECOJECT® PLUS Dreiteilige Spritze

3-teilige Spritzen

Luer Lock mit Elastomer-Kolben

- Präzise Führung der Kolbenstange, besonders präzise Dosierfähigkeit
- Kolbenstopfen mit doppelter Dichtungslippe
- Abriebfeste, saubere Skalierung
- Latex und PVC-frei



ECOJECT®PLUS Luer Lock

| | Art.-Nr. | kVE / VE |
|---------------------|----------|------------|
| ECOJECT®PLUS 2,5 ml | 21004 | 100 / 2400 |
| ECOJECT®PLUS 5 ml | 21005 | 100 / 1600 |
| ECOJECT®PLUS 10 ml | 21010 | 100 / 1200 |
| ECOJECT®PLUS 20 ml | 21020 | 50 / 800 |