



## ECOJECT® PLUS Dreiteilige Spritze

3-teilige Spritzen

Luer Lock mit Elastomer-Kolben

- Präzise Führung der Kolbenstange, besonders präzise Dosierfähigkeit
- Kolbenstopfen mit doppelter Dichtungslippe
- Abriebfeste, saubere Skalierung
- Latex und PVC-frei



### ECOJECT®PLUS Luer Lock

	Art.-Nr.	kVE / VE
ECOJECT®PLUS 2,5 ml	21004	100 / 2400
ECOJECT®PLUS 5 ml	21005	100 / 1600
ECOJECT®PLUS 10 ml	21010	100 / 1200
ECOJECT®PLUS 20 ml	21020	50 / 800