



## ECOJECT® PLUS Dreiteilige Einmalspritzen für Infusionspumpen

Ökonomische Einmalspritzen nach DIN EN ISO 7886

- Steril EO (sterilisiert mit Ethylenoxid)
- PVC-frei



### ECOJECT® PLUS Perfusion

Pumpenspritzen 50 ml, mit 60 ml Markierung passend für B. Braun Perfusor und kompatible Geräte

	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Luer-Lock, transparent	21051	50 / 300	0345035
Luer-Lock, transparent, mit aufgesetzter Kanüle 1,8 x 25 mm	21052	50 / 300	0345093
Luer-Lock, <b>orangefarben</b> für lichtsensitive Medikamente, mit aufgesetzter Kanüle 1,8 x 25 mm	21064	50 / 300	6155548

### ECOJECT® PLUS Infusion

Pumpenspritzen 50 ml, mit 60 ml Markierung passend für Fresenius Injectomaten und kompatible Geräte

	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Luer-Lock, transparent	21050	50 / 300	0345064
Luer-Lock, transparent, mit aufgesetzter Kanüle 1,8 x 25 mm	21054	50 / 300	0345130

### ECOJECT® PLUS Luer-Spritze

Luer-Spritze 50 ml, mit 60 ml Markierung

- 50/60 ml Spritze, 3tlg.,
- LUER, exzentrisch
- Skalenwert 2,0 ml
- latexfrei
- sterilisiert mit Ethylenoxid (EO)



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
50/60 ml Luer-Spritze	21500	50 / 50	0890005