



## ANEL Spezial - Ultradünnwandkanülen

Spezielle stumpfe Kanülen für die Augen- oder Zahnheilkunde

- Stumpfe Einmalkanülen
- Gerade (straight) oder mit Knick/curved
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Trockensilikonisierung
- Transparenter LUER/LUER LOCK Ansatz
- Farbcodiert nach DIN EN ISO 6009
- Geringes Restvolumen
- Saubere Verleimung



|        |           |            |        | <b>Art.-Nr.</b> | <b>kVE / VE</b> | <b>PZN</b> |
|--------|-----------|------------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| gerade | 0,40 x 18 | 27G x 3/4" | grau   | 10090           | 100 / 3000      | 0267625    |
| gerade | 0,50 x 18 | 25G x 3/4" | orange | 10091           | 100 / 3000      | 0267631    |
| gerade | 0,60 x 18 | 23G x 3/4" | blau   | 10092           | 100 / 3000      | 0267648    |

### **Knick in 14 mm Abstand vom Ansatz, Winkel 20°**

|           |           |            |        | <b>Art.-Nr.</b> | <b>kVE / VE</b> | <b>PZN</b> |
|-----------|-----------|------------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| mit Knick | 0,40 x 18 | 27G x 3/4" | grau   | 10093           | 100 / 3000      | 0267660    |
| mit Knick | 0,50 x 18 | 25G x 3/4" | orange | 10094           | 100 / 3000      | 0267677    |
| mit Knick | 0,60 x 18 | 23G x 3/4" | blau   | 10095           | 100 / 3000      | 0267683    |