



## ANEL Spezial - Ultradünnwandkanülen

Spezielle stumpfe Kanülen für die Augen- oder Zahnheilkunde

- Stumpfe Einmalkanülen
- Gerade (straight) oder mit Knick/curved
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Trockensilikonisierung
- Transparenter LUER/LUER LOCK Ansatz
- Farbcodiert nach DIN EN ISO 6009
- Geringes Restvolumen
- Saubere Verleimung



				<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
gerade	0,40 x 18	27G x 3/4"	grau	10090	100 / 3000	0267625
gerade	0,50 x 18	25G x 3/4"	orange	10091	100 / 3000	0267631
gerade	0,60 x 18	23G x 3/4"	blau	10092	100 / 3000	0267648

### **Knick in 14 mm Abstand vom Ansatz, Winkel 20°**

				<b>Art.-Nr.</b>	<b>kVE / VE</b>	<b>PZN</b>
mit Knick	0,40 x 18	27G x 3/4"	grau	10093	100 / 3000	0267660
mit Knick	0,50 x 18	25G x 3/4"	orange	10094	100 / 3000	0267677
mit Knick	0,60 x 18	23G x 3/4"	blau	10095	100 / 3000	0267683