



NEODENT® dentale Ultradünnwandkanülen

- Einmalkanüle nach DIN EN ISO 7864
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Präzisionslanzetttschliff
- Trockensilikonisierung
- Transparenter LUER/LUER LOCK Ansatz
- Farbcodiert nach DIN EN ISO 6009
- Geringes Restvolumen
- Saubere Verleimung
- Hohe Durchflussrate



| | | | | Art.-Nr. | kVE / VE | PZN |
|----------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| dentale Injektion | 0,52 x 23 | 25G x 7/8" | orange | 12001 | 100 / 3000 | 8485267 |
| dentale Injektion | 0,52 x 42 | 25G x 1 5/8" | orange | 12002 | 100 / 3000 | 8485273 |
| dentale Injektion | 0,42 x 23 | 27G x 7/8" | grau | 12003 | 100 / 3000 | 8485296 |
| dentale Injektion | 0,42 x 42 | 27G x 1 5/8" | grau | 12004 | 100 / 3000 | 8485304 |
| Stumpfe Kanüle zur Wurzelbehandlung | 0,35 x 25 | 28G x 1" | blau-grün | 12005 | 100 / 3000 | 0267619 |