



## NEOJECT® Ultradünnwandkanülen, Sondergrößen

Ultradünnwandkanülen für die Intravenöse, Intramuskuläre, subkutane oder intraarterielle Injektion.

- Präzisions-Lanzettenschliff, long bevel
- Trockensilikonisierung
- Saubere Verleimung
- Hohe Durchflussrate
- Transparenter Luer-Lock Ansatz, Farbcode nach ISO Norm 6009
- Farbcodiert nach DIN EN ISO 6009
- Peel-open Verpackung
- Sterile EO (Ethylenoxid) gemäß ISO 11135-1



				Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Insulin	0,33 x 13	29G x 1/2"	rot	10083	100 / 3000	0267507
Insulin	0,42 x 13	27G x 1/2"	grau	10127	100 / 3000	0345182
Insulin	0,45 x 13	26G x 1/2"	braun	10027	100 / 3000	3043240
TBC	0,50 x 16	25G x 5/8"	orange	10026	100 / 3000	3043257
Subkutan	0,50 x 25	25G x 1"	orange	10089	100 / 3000	0267513
Intramuskulär	0,60 x 60	23G x 3/8"	blau	10025	100 / 3000	8485238
Intramuskulär	0,70 x 25	22G x 1"	schwarz	10036	100 / 3000	0267536
Intramuskulär	0,70 x 40	22G x 1/2"	schwarz	10021	100 / 3000	8485190
Intramuskulär	0,70 x 50	22G x 2"	schwarz	10022	100 / 3000	8485209
Intramuskulär	0,80 x 25	21G x 1"	grün	10024	100 / 3000	8485221
Intramuskulär	0,80 x 50	21G x 2"	grün	10028	100 / 3000	3043263
Intramuskulär	0,90 x 25	20G x 1"	gelb	10023	100 / 3000	8485215
Intramuskulär	0,90 x 50	20G x 2"	gelb	10029	100 / 3000	3043286
Tief Intramuskulär	0,90 x 70	20G x 2 3/4"	gelb	10030	100 / 3000	3043292
Blutentnahme	1,10 x 25	19G x 1"	elfenbein	10053	100 / 3000	0267542
Blutentnahme	1,10 x 30	19G x 1 1/4"	elfenbein	10031	100 / 3000	3043300
Blutentnahme	1,10 x 40	19G x 1 1/2"	elfenbein	10032	100 / 3000	3043317
Blutentnahme	1,10 x 50	19G x 2"	elfenbein	10070	100 / 3000	0267559
Blutentnahme	1,20 x 40	18G x 1 1/2"	rosa	10033	100 / 3000	3043323
Blutentnahme	1,20 x 50	18G x 2"	rosa	10068	100 / 3000	0267588
Veterinär	1,50 x 50	17G x 2"	elfenbein	10035	100 / 3000	8485250
Veterinär	1,60 x 25	16G x 1"	weiß	10077	100 / 3000	0267654
Veterinär	1,60 x 50	16G x 2"	weiß	10076	100 / 3000	0267594
Aufzugskanüle	1,80 x 40	15G x 1 1/2"	blau-grau	10034	100 / 3000	8485244