



## NEOJECT® Ultradünnwandkanülen, Standardgrößen

**Ultradünnwandkanülen für die Intravenöse, Intramuskuläre, subkutane oder intraarterielle Injektion.**

- Präzisions-Lanzettenschliff, long bevel
- Trockensilikonisierung
- saubere Verleimung
- Trockensilikonisierung
- Hohe Durchflussrate
- Transparenter Luer-Lock Ansatz, Farbcode nach ISO Norm 6009
- Peel-open Verpackung
- Sterile EO (Ethylenoxid) gemäß ISO 11135-1



|        |           |              |         | <b>Art.-Nr.</b> | <b>kVE / VE</b> | <b>PZN</b> |
|--------|-----------|--------------|---------|-----------------|-----------------|------------|
| Nr. 1  | 0,90 x 40 | 20G x 1 1/2" | gelb    | 10001           | 100 / 3000      | 3043168    |
| Nr. 2  | 0,80 x 40 | 21G x 1 1/2" | grün    | 10002           | 100 / 3000      | 3043174    |
| Nr. 12 | 0,70 x 30 | 22G x 1 1/4" | schwarz | 10012           | 100 / 3000      | 3043180    |
| Nr. 14 | 0,60 x 30 | 23G x 1 1/4" | blau    | 10014           | 100 / 3000      | 3043197    |
| Nr. 16 | 0,60 x 25 | 23G x 1"     | blau    | 10016           | 100 / 3000      | 3043205    |
| Nr. 17 | 0,55 x 25 | 24G x 1"     | violett | 10017           | 100 / 3000      | 3043211    |
| Nr. 18 | 0,45 x 23 | 26G x 7/8"   | braun   | 10018           | 100 / 3000      | 3043228    |
| Nr. 20 | 0,42 x 19 | 27G x 3/4"   | grau    | 10020           | 100 / 3000      | 3043234    |