



## ECOFLO®-Safety Perfusionsbesteck

- Perfusionsbesteck mit aktivem Nadelschutz
- Sicherheits-Clip wird über die Nadel geschoben
- Minimiert das Verletzungsrisiko für den Anwender und den Patienten
- Die ECOFLO®-Safety Perfusionsbestecke sind in den gängigen Gauge-Größen (18G-27G) mit 30cm Schlauch erhältlich
- Kanüle: Präzisionsschliff, innen und außen trockensilikonisiert
- Sicherheitsschlauch: knickfest, flexibel
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Luer Lock Ansatz mit Verschlusskappe



GAUGE			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
18 G	1,20 mm	rosa	47018	100 / 1000	2087324
19 G	1,10 mm	elfenbein	47019	100 / 1000	2087330
20 G	0,90 mm	gelb	47020	100 / 1000	2087353
21 G	0,80 mm	grün	47021	100 / 1000	2087376
22 G	0,70 mm	schwarz	47022	100 / 1000	2087399
23 G	0,60 mm	blau	47023	100 / 1000	2087407
25 G	0,50 mm	orange	47025	100 / 1000	2087436
27 G	0,40 mm	grau	47027	100 / 1000	2087442

**unsteril / bulk oder andere Schlauchlängen auf Anfrage**

z. B. mit 10 cm Schlauch (steril)