



SOLUFLO® AirStop P, 180 cm, Flüssigkeitsfilter 15µm, mit Rückschlagventil

- Grünes Rückschlagventil
- AirStop Sicherheitsventil (verhindert Luft im Schlauch wenn Tropfkammer leerläuft)
- Priming Cap (lässt Luft beim Entlüften durch, stoppt Flüssigkeit)
- Tropfkammer mit Haltering für Tropfenzähler
- Belüftungsventil
- Luer Lock Anschluss
- Druck- und Schwerkraft geeignet

Austauschartikel zu 4063001 Intrafix® SafeSet with mit Rückschlagventil, 180 cm